

# OR-MD® 15

das beste Bild in Full-HD



Das OR-MD® ist die erste Wahl für medizinische Bild- und Video-darstellungen im Operations-saal und auf Intensivstationen. Helle, farbgetreue Displays und ein hoher Rundum-Blickwinkel zeichnen diese Baureihe aus. Sie wurde speziell für die Betrachtung radiologischer, endoskopischer und mikroskopischer Aufnahmen entwickelt und kann auch als Zweitbildschirm genutzt werden.

## Einsatzgebiete

- + Operationssäle
- + Endoskopie
- + Mikroskopie



# OR-MD® 15

## Technische Daten

Produktbeschreibung	
Design	für den 24/7-Dauerbetrieb in der Patientenumgebung entwickelter Kompakt-Display
Gehäuse	ultra flaches Kompaktgehäuse für Display und Netzteil in extrem robuster Leichtmetall-Bauweise
Kühlung	von ACL entwickeltes spezielles Kühlkonzept, völlig ohne mechanisch bewegliche Bauteile, wartungsfrei
Reinigung	Wischdesinfektion mit handelsüblichen Mitteln

Umgebungsbedingungen	Betrieb	Lagerung
Temperatur	5 bis 40°C	0 bis 60°C
relative Luftfeuchte	10 bis 90%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend

Normenkonformität	
IEC 60601-1: 2012 (Ed 3.1)	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
IEC 60601-1-2: 2014 (Ed. 4)	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen

Panelbeschreibung	Standardausstattung	Optionen
Lackierung	lichtgrau RAL 7035	keimmindernde Nanolackierung, andere Farbtöne nach RAL
Schutzscheibe	Aluminiumsilicat-Glas mit Antireflexbeschichtung (AR) und Anti-Fingerprint Beschichtung (AF)	
Maße (B x H x T)	385 x 271 x 58 mm	
Montage	integrierte VESA-100 Schnittstelle	umfangreiche Montagelösungen als Zubehör lieferbar
Gewicht	ca. 4,8 kg	ausstattungsabhängige Abweichungen möglich
Netzteil	90-240 V / 50 / 60Hz / intern 110 W	Weitbereichseingang 12-24V
USV	ohne	extern USV möglich
Frontseitiges Tastenfeld	6 Tasten inklusive Ein/Aus-Taste und OSD Navigation	kundenspezifische Tastenfelder mit Sonderfunktion

Displaymodul	
Displaytyp	15"-TFT-Display mit Full-HD-Auflösung und Vollglas-Front
Farbtiefe	16,7 Millionen Farben
native Auflösung	1920 x 1080 px
Kontrast	1000:1
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	176°/176°
Schaltzeiten	25 ms (TrR & TrD)
Optionale Features	PCAP-Touchscreen, Optical Bonding

Schnittstellen	Standard	Optionen
Input	S-Video, Composite, DP, DVI	2. DVI, VGA, SDI, HDMI
Output	-	SDI
Potenzialausgleich	integriert	

OSD-Einstellungen	
OSD Sprachauswahl	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch
Bildparameter	Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Gamma, Eingangssignal und vieles mehr

Zubehör/Software	Standard	Optionen
Zubehör	Handbuch, Netzanschlusskabel	verschiedene Adapter und Kabel verfügbar, Kabelabdeckung
DICOM	ohne	DICOM preset

Garantie	Standard	Optionen
Dauer	24 Monate	bis zu 60 Monaten

Hinweis: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden. Wir behalten uns das Recht vor, technisch bedingte Änderungen vorzunehmen. ACL OR-MD® 15 DE 06.20 by ACL GmbH