



REF 57 150

ALPENSAN HEALTH CARE

Medizinische Gesichtsmaske

Medical face Mask

EN 14683:2019+AC:2019 Typ I



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Klassifizierung

Classification

Klasse I nach Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), UMDNS Code: 12-458
Class I after regulation (EU) 2017/745 for medical devices (MDR), UMDNS Code: 12-458
Typ I nach EN 14683:2019+AC:2019 für medizinische Gesichtsmasken
Type I after EN 14683:2019+AC:2019 for medical face masks

Produktbeschreibung

Product description

Medizinische Gesichtsmaske aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.
Medical face mask made of 3-layer non-woven fabric with elastic band for fixation behind the ears. Adaptable nose bridge for an anatomically correct fit. Hypoallergenic, glass fibre-free and free of latex.

Produktdaten

Product Specifications

Aufmachung Presentation	Farbe Color	Pack.-Inhalt Box Content	Art.Nr. REF	GTIN GTIN	PZN PZN	Größe Size
mit Schlaufen with loops	blau blue	50 Stk. 50 pcs.	57150 57150	9120113571509 9120113571509	5379731 5379731	Einheitsgröße standard size

Material

Material

Außenseite Outside	Polypropylen Vliesstoff (ca. 25g/m ²) Polypropylen non-woven (approx. 25gsm)
Filtermedium Filter medium	Meltblown Polypropylen Vliesstoff (ca. 25g/m ²) Meltblown Polypropylen non-woven (approx. 25gsm)
Innenseite Inside	Polypropylen Vliesstoff (ca. 25g/m ²) Polypropylen non-woven (approx. 25gsm)
Nasenbügel Nose-bridge	Flexibler Aluminiumdraht, mit Kunststoff ummantelt Flexible aluminium wire, covered with plastic
Ohrschlaufen Ear loops	Polyester und Elasthan Polyester and Elastane

Abmessungen

Measurements

Maskenlänge: 175mm ± 2mm; Maskenbreite: 95mm ± 2mm
Mask length: 175mm ± 2mm; Mask width: 95mm ± 2mm

Anwendung

Usage

Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen.
The mask is worn by specialist medical staff around patients, to protect the patient.

Dermatologie

Dermatology

Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und eignen sich für medizinische Zwecke. Keine Intoleranzreaktionen.
All used materials are free of irritants and are suited for medical purposes. No intolerance reaction.

Entsorgung

Disposal

Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze zu beachten.
The product can be thermally recycled or disposed of at disposal sites, without setting free any dangerous, toxic substances. When handling contaminated products, the severeness of this contamination determines the proper disposal, while abiding to the local laws.

Symbole

Symbols



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen auf unserer Homepage unter www.AlpenSan.at
Further informations about the symbols on our homepage www.AlpenSan.at

Lagerfähigkeit

Storability

bis zu 5 Jahre
up to 5 years



AlpenSan GmbH | Schloss Ehrenhausen
Suppanstraße 69 | 9020 Klagenfurt
Austria | EU | www.AlpenSan.at

European quality
Made in Austria